

INSTRUKTIONER FÖR JUSTERING MULTISPORTRULLSTOL



MULTISPORTRULLSTOL

Wolturnus multisportrullstol är en mångsidig sportrullstol som passar för den som vill prova olika sporter som t. ex basket, tennis, innebandy, badminton. Den är best lämpad för nybörjare.

Med ett antal inställningsmöjligheter går den att justera efter användaren för bästa stabilitet och funktion.



ANVISNINGAR FÖR JUSTERING

HÖJDJUSTERING AV RYGGSTÖD

Beroende på användarens kroppslängd samt funktionsnedsättning går det att justera ryggstödet höjd.

(A) Använd en insexnyckel 4mm för att lossa ryggstödet och justera efter önskemål.

Det finns 3 lägen för att justera höjden på ryggstödet (B)



ANVISNINGAR FÖR JUSTERING


JUSTERING AV SITSENS DJUP

Beroende på funktionsnedsättning går det att justera sittdjupet i stolen för bästa stabilitet och funktion

(B) och (C) visar två olika lägen

(A) Lossa samtliga remmar på undersidan av sitsen

Justera efter användarens önskemål



ANVISNINGAR FÖR JUSTERING

JUSTERING AV FOT- OCH VADSTÖD

Beroende på användarens benlängd går det att justera höjden på fotstödet.

(A) Använd en insexnyckel 4mm för att lossa fotstödet och justera höjd efter önskemål

Det finns 3 olika lägen

(B) Lossa remmen och justera vadstödet efter önskemål



ANVISNINGAR FÖR JUSTERING

JUSTERING AV TIPPSKYDDSHJUL

(A) Använd en hylsnyckel 19mm för att lossa muttern.



(B) Dra ut stödhjul och håll samtidigt fast alla brickor.




(C) Sätt på brickor för att höja tippskyddet till önskad höjd.



(D) Sätt tillbaka hjulet och lägg resterande brickor på toppen.



(E) Skruva fast muttern.



(F) Klart!



Framtaget material i samarbete mellan

**Fritids
banken**

 **PARASPORT**
/JÄMTLAND-HÄRJEDALEN



**ALLMÄNNA
ARVSFONDEN**